## কেবলমাত্র স্বাস্থ্য-যত্ন নিখরচায় স্ব-সংগ্রহের জন্য এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য নয়

## স্ব-সংগ্রহের নির্দেশাবলী


## নাসিক (পূর্ববর্তী নেরেস) সংগ্রহ

## সংগ্রহের কিট উপাদান












- পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার নীচে থেকে আপনার নাম এবং জন্মের তারিখ সহ লেবেলটি ছিটিয়ে টিউবে রাখুনা
- যদি প্রাক-পূর্ণ ভরাট লেবেল না পাওয়া যায় তবে নীল বা কালো কলম দিয়ে টিউব লেবেলে আপনার নাম এবং জন্ম তারিখটি লিখুন




প্যাকেজ থেকে সোয়াব সরান এবং সোয়াব এর ডগা স্পর্শ করবেন না



সামান্য পিছনে মাথা অবস্থান করুন, এবং প্রায় এক ইঞ্চি বাম নাকের নাকের মধ্যে সোয়াব ঢোকান|



- নাকের পুরো ভিতরের প্রান্তটি ঘিরে একটি বৃত্তাকার গতিতে সোয়াব ঘোরান৷ এটি ২ বার করুন এবং তারপরে এটি ১৫ সেকেন্ডের জন্য
- একই সোয়াব ব্যবহার করে ডান নাস্ত্রিতে একই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করুন|



- সোয়াব ধরে রাখার সময় টিউব থেকে ক্যাপটি সরিয়ে ফেলুন| তরল ছিটিয়ে বা পানীয় না
- টিউবটিতে সোয়াব ঢোকান যাতে টিপটি টিউবের নীচে স্পর্শ করে এবং সোয়াবটির শাফটটি টিউবের রিমের বিপরীতে স্থির থাকে I

ছিদ্রযুক্ত ব্রেক পয়েন্টে টিউবের পাশের বিরুদ্ধে সোয়াব হ্যান্ডেলটি ভেঙে দিনা



- ক্যাপটি টিউবটির উপরে স্ক্রু করুন এবং নলটি ভিতরে রাখুন ব্যাগটি. কাগজের প্রয়োজনীয়তা ব্যাগে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করুন (যদি প্রযোজ্য হয়) | ব্যাগটি সিল করুন.
- বাক্সে সংগ্রহের ব্যাগ এবং পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রাখুন এবং কোনাটি বন্ধ করুনা